



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 01 марта 2016 года № РЗН 2016/3779

На медицинское изделие

Дозаторы пипеточные электронные E1-ClipTip с принадлежностями

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**Закрытое акционерное общество "Термо Фишер Сайентифик"
(ЗАО "Термо Фишер Сайентифик"), Россия, 196240, Санкт-Петербург,
ул. Кубинская, д. 73, корп. 1, литер А**

Производитель

**"Термо Фишер Сайентифик Ой", Финляндия,
Thermo Fisher Scientific Oy, Ratastie 2, 01620 Vantaa, Finland**

Место производства медицинского изделия

Ratastie 2, 01620 Vantaa, Finland

Номер регистрационного досье № РД-9775/66066 от 28.12.2015

Вид медицинского изделия 292310

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 94 5240

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 01 марта 2016 года № 1723
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



М.А. Мурашко

0017664

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 01 марта 2016 года

№ РЗН 2016/3779

Лист 1

На медицинское изделие

Дозаторы пипеточные электронные E1-ClipTip с принадлежностями

I. Варианты исполнения:

1. Дозаторы пипеточные переменного объема:

1.1. E1-ClipTip 1-канальные, следующих объемов: 0.5-12.5 мкл, 2-125 мкл, 10-300 мкл, 15-1250 мкл.

1.2. E1-ClipTip 8-канальные, следующих объемов: 0.5-12.5 мкл, 2-125 мкл, 10-300 мкл, 15-1250 мкл.

1.3. E1-ClipTip 12-канальные, следующих объемов: 0.5-12.5 мкл, 2-125 мкл, 10-300 мкл, 30-850 мкл.

1.4. E1-ClipTip 16-канальные, следующих объемов: 0.5-12.5 мкл, 1-30 мкл, 2-125 мкл.

2. Дозаторы пипеточные переменного объема с регулировкой расстояния между каналами:

2.1. E1-ClipTip Equalizer 6-канальный, объемом 15-1250 мкл.

2.2. E1-ClipTip Equalizer 8-канальные, следующих объемов: 2-125 мкл, 10-300 мкл, 15-1250 мкл.

2.3. E1-ClipTip Equalizer 384 8-канальные, следующих объемов: 0.5-12.5 мкл, 1-30 мкл, 2-125 мкл.

2.4. E1-ClipTip Equalizer 384 12-канальные, следующих объемов: 0.5-12.5 мкл, 1-30 мкл, 2-125 мкл.

II. Принадлежности:

1. Зарядное устройство с переходниками.

2. Компакт-диск с руководством для пользователя.

3. Калибровочный документ.

4. Штатив на 1 дозатор.

5. Штатив на 3 дозатора.

6. Штатив плоский на 2 дозатора.

7. Штатив плоский на 3 дозатора.

8. Ванночка для дозаторов.

9. Резервуары для дозаторов, следующих объемов: 15 мл, 25 мл, 60 мл, 80 мл, 100 мл.

Руководство для пользователя.

З

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко

0004791